

版本: A2 修改日期: 2023.12.08

ELISA 终止液(1M)

产品简介:

Leagene ELISA 终止液(1M)呈酸性,主要用于终止 ELISA 反应,该试剂为即用型试剂,直接使用,无需稀释。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 名称	IT0023	Storage
ELISA 终止液(1M)	100ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考):

1、洗涤后,每孔加入 TMB 底物溶液,室温反应恰当的时间,显色至预期深浅。

2、每孔加入 50µl ELISA 终止液,终止反应。

3、30 分钟内在 450nm 处测定 OD 值。

注意事项:

1、注意密闭保存,避免挥发。

2、ELISA 终止液(1M)有腐蚀性,请小心操作。

3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

4、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
IT0001	TMB 底物显色试剂盒(ELISA,HRP 显色)
IT0020	ELISA 包被缓冲液(1×)
IT0040	ELISA 封闭液(1%Casein-PBS)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)

400-0000-455 www.leagene.com